

TUBOS DE TRANSPORTE 5 Y 10 ML

MTC Bio

Usados para almacenar, transportar o congelar muestras, estos tubos vienen en 5 ml (16 x 60 mm) y 10 ml (16 x 80 mm) y están equipados con tapones de rosca a prueba de fugas. Están hechos de polipropileno de alta calidad e incluyen graduaciones impresas en blanco y área de marcado. Los tubos son independientes y vienen empaquetados en 10 bolsas 100 tubos

- A prueba de fugas, con tapón de rosca de 1,25 vueltas
- Cumplir con las pautas de transporte de 95 kPa
- Graduaciones impresas vívidas
- Tapones de rosca adjuntos
- Estéril, RNasa, DNasa, libre de pirógenos

Cat NO.	Descripción del producto	Cantidad
C1811	Transport/Mailing Tubes, 5mL, 16 x 60mm, w/ attached screw-cap, sterile, 10 bags of 100 tubes	1000
C1812	Transport/Mailing Tubes, 10mL, 16 x 80mm, w/ attached screw-cap, sterile, 10 bags of 100 tubes	1000