

TUBOS DE CENTRÍFUGA 15 ml / 30 ml / 50 ml

MTC Bio

Los tubos y tapas se pueden congelar a temperaturas tan bajas como -86°C . La fuerza centrífuga máxima es de 12.000 xg para los tubos de 15 ml y de 15.000 xg para los tubos de 50 ml *. Las tapas tienen una superficie superior plana para marcar y etiquetar fácilmente. Las referencias C2605 y C2630 cuentan con una base con «faldón» que permite que estos tubos se mantengan en posición vertical sin una gradilla para tubos de ensayo.

* Se refiere a líquidos con un peso específico de 1.0, utilizando rotores, amortiguadores y adaptadores adecuados.

- Estéril, libre de ARNasa, DNasa, pirógenos y citotoxinas
- Disponible en rack o en bolsas
- Compatible con rotores estándar
- Superficie de marcado mate

Cat NO.	Descripción del producto	Cantidad
C2600	15mL PP (17x118mm), flat screw cap, 50/foam rack in sterile bag	500
C2601	15mL PP (17x118mm), flat screw cap, 50/sterile bag	500
C2602	50mL PP (29x115mm), flat screw cap, 25/foam rack in sterile bag	500
C2603	50mL PP (29x115mm), flat screw cap, 25/sterile bag	500
C2603-B	50mL PP (29x115mm), flat screw cap, non-sterile bulk bag	500
C2605	50mL PP, free standing, flat screw cap, 25/sterile bag	500
C2630	30mL PP, free standing, flat screw cap, 25/sterile bag	500
C2615-W	15mL PP (17x118mm), flat screw cap, individually wrapped sterile	300
C2650-W	50mL PP (29x115mm), flat screw cap, individually wrapped sterile	300
C1250	250mL PP (59.8 X 160mm), with screw-cap, 14 bags of 5 tubes	70
C2410	10mL PP (16x104mm), flat screw cap, 50 tubes per sterile bag	1000