

Centrifuga Clínica DM0506



La centrifuga clínica DM0506 DLAB de 6 posiciones permite centrifugar sangre y orina en tubos desde 5, hasta 15 mL. Con una programación sencilla a través de su pantalla LCD y un diseño atractivo y compacto, permite conservar valioso espacio en el laboratorio, además al ser resistente, robusta y contar con ventosas en su base permite una gran estabilidad durante su operación. Además, es sorprendentemente silenciosa, lo que permite que el entorno del laboratorio sea mucho más tranquilo. La centrifuga DM0506 es una opción inteligente para cualquier laboratorio clínico o laboratorio en general.



- Rango de velocidad de 300-5000 rpm.
- Capacidad de almacenamiento de 2 programas para aplicaciones de rutina.
- Diagnóstico interno automático.
- Motor DC sin escobillas sin mantenimiento.

Ventajas para el usuario	Características
Excelente fuerza de separación	RCF máx. de hasta 2350 xg ó 5000 rpm
Rápida configuración y versatilidad para las aplicaciones más comunes	Con 2 programas preestablecidos para las aplicaciones más comunes, por ejemplo, separación de orina o sangre
Adecuada para el uso de tubos más comúnmente utilizados	Hasta 6 tubos de 15, 12, 10, 7, 5 mL y otros
Gran durabilidad y trabajo silencioso	Libre de mantenimiento, motor sin escobillas, nivel de ruido bajo
Seguridad al trabajar	Certificado CE, EMC, IVD, alarma audible, autodiagnóstico y detección de exceso de velocidad.

Especificaciones	DM0506
Rango de velocidad	300 – 5000 rpm; incremento: 10 rpm
Precisión de velocidad	± 20 rpm
Máxima RFC	2350 xg
Capacidad de rotor	1 tipo de rotor de ángulo fijo: 6x15mL/10mL/7mL/1.5-5ml
Tiempo de centrifugación	30sec – 99min; HD (operación continua)
Tipo de motor	Motor DC sin escobillas (Brushless)
Pantalla	LCD
Dispositivos de seguridad	Seguro interno de puerta, detector de exceso de velocidad, diagnóstico interno automático
Aceleración / Frenado	1↑ / 2↓
Fuente de poder	110V-240V, 50-60Hz, 70W
Dimensiones (WDH)	300 x 240 x 180 mm
Nivel de ruido	52 dB
Peso	5.2 Kg

Accesorios DM0506

Cat. No.	Modelo	Descripción
19500022	A5P17	Adaptador para tubos de 5 mL, para tubos de colecta de sangre 13x75 mm, 24 piezas/paquete, para S4-50, S6-15, A24-15P
19500023	A2P17	Adaptador para viales criogénicos, tubos de 1.5/2 mL, 24 piezas/paquete, para rotor S4-50, S6-15, A24-15P, A12-10P, A6-50P

Información de compra

Cat. No.	Descripción
9034002129	Centrífuga clínica de baja velocidad, modelo DM0506, con rotor incluido para 6 posiciones, y adaptadores A5P17 y A2P17, 100-240V/50Hz/60Hz